

### **EK-6: PCDD/Fs Çalışma Talimatı**

Temizlenmiş XAD-2 reçine örnekleme için kullanılmıştır. PCDD/Fs örnekleri tarafınıza soğuk zincir altında ulaştırılacaktır. **Numune kapları, analize kadar karanlıkta muhafaza edilmelidir.**

Bir adet blank ve 3 adet ölçüm numunesi olmak üzere toplam **4 adet PCDD/Fs numunesi** gönderilmektedir. Blank olarak etiketlenmiş numunenin analiz sonucu ayrı olarak raporlanmalı ve diğer ortalama analiz sonucundan çıkarılmamalıdır. 3 adet numune ayrı ayrı analiz edilmeli, her numunenin **cihaz çıktısı gönderilmelidir.** Sonuçlar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Belgenizde yer alan her bir parametre için pg/sample biriminde ve virgülden sonra iki (2) basamak olacak şekilde yuvarlanarak raporlanmalıdır.