

Ek-5 PAH's Çalışma Talimatı

Temizlenmiş XAD-2 reçine örnekleme için kullanılmıştır. PAH örnekleri tarafınıza soğuk zincir altında ulaştırılacaktır. **Numune kapları, analize kadar -7°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.**

Bir adet blank ve 3 adet ölçüm numunesi olmak üzere toplam 4 adet PAH numunesi gönderilmektedir. Blank olarak etiketlenmiş numunenin analiz sonucu ayrı olarak raporlanmalı ve diğer ortalama analiz sonucundan çıkarılmamalıdır. **3 adet numune ayrı ayrı analiz edilmeli, her numunenin cihaz çıktısı gönderilmelidir.** 3 numune sonucunun ortalaması hesaplanmalıdır. Sonuçlar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Belgenizde yer alan her bir parametre için mg/sample biriminde ve **virgülden sonra iki (2) basamak** olacak şekilde yuvarlanarak raporlanmalıdır.