

Ek-4 Çalışma Talimatı VOC's ;

Aktif karbon içeren VOC örnekleme tüpleri tarafınıza soğuk zincir altında ulaştırılacaktır. Örnekleme tüpleri 4°C'nin altında karanlıkta **en fazla 7 gün muhafaza edilebilir.**

Bir adet blank ve 3 adet test numunesi olmak üzere toplam 4 adet VOC örnekleme tüpü gönderilmektedir. Blank olarak etiketlenmiş tüpün analiz sonucu ayrı olarak raporlanmalı ve diğer ortalama analiz sonucundan çıkarılmamalıdır. 3 adet örnekleme tüpü ayrı ayrı analiz edilmeli ve ortalama sonuç hesaplanmalıdır. Sonuçlar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Belgesinde yer alan her bir parametrede mg/sample biriminde ve virgülden sonra iki (2) basamak olacak şekilde yuvarlanarak raporlanmalıdır. Her bir tüpün analiz sonuca ilişkin cihaz çıktısı ayrı ayrı gönderilmelidir.